



RUCE



PLOCHY



SPECIÁLNÍ OBLASTI



NÁSTROJE

GREEN & CLEAN

**Dezinfekce
Čištění
Hygiena**

 **METASYS**



GREEN&CLEAN HD

Ošetřující přípravek ke vtírání do kůže k hygienické dezinfekci rukou a chirurgické dezinfekci rukou a předloktí

- Vysoce kvalitní alkoholy brání vysychání kůže
- Dermatologický posudek (Dermaconsult GmbH)
- neparfémováno
- zachovává přirozenou hodnotu pH pokožky
- euro lahvičky lze vsadit do nástěnných dávkovačů všech běžných typů
- Uvedeno v seznamu registrovaných dezinfekčních prostředků DGHM/VAH a RKI

Spektrum účinnosti

omezené virucidní účinky (např. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex typu I, rotavirus, norovirus), baktericidní/fungicidní (C. albicans), tuberkulocidní účinky

Posudek

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
PD Dr. med. F.-A. Pitten
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Doba působení

- Hygienická dezinfekce: 3 ml přípravku GREEN&CLEAN HD vtírejte do rukou po dobu 30 sekund (norovirus: 1 minuta).
- Chirurgická dezinfekce: 10 ml přípravku GREEN&CLEAN HD vtírejte do rukou a předloktí po dobu 3 minut.

Objednávací čísla

- Euro-láhev 500 ml, Obj. č.: 60030162
- Euro-láhev 1000 ml, Obj. č.: 60030161
- Doplnovací sada 2, 1 x 5 l kanystr, Obj. č.: 60030063
- Doplnovací sada 3, 6 x euro-láhev 1000 ml, Obj. č.: 60030069
- Doplnovací sada 4, 6 x 500 ml euro-láhev, Obj. č.: 60030070



GREEN&CLEAN HL

Ošetřující lotion na mytí rukou s širokými antimikrobiálními účinky

- Široké antiseptické účinky
- Bez obsahu alkálií, pH neutrální
- Chrání přirozeně kyselý plášť kůže
- Působí preventivně proti podráždění kůže
- S alantoinem jako hlavní složkou péče o pleť

Posudek

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Objednávací čísla

- Euro-láhev 500 ml, Obj. č.: 60030151
- Zaváděcí sada, 5 x 750 ml + dávkovací láhev, Obj. č.: 60030051
- Doplnovací sada 1, 6 x 750 ml, Obj. č.: 60030052
- Doplnovací sada 2, 1 x kanystr 5 l, Obj. č.: 60030053



GREEN&CLEAN HW

Ošetřující lotion na mytí rukou s přírodními složkami k péči o pleť

- Hodnota pH 5,6 odpovídající přirozenému kyselému plášti kůže
- Velmi vhodné pro citlivou pleť
- Prostředky na udržení vlhkosti působí proti vysychání kůže i při častém mytí
- Přírodní prostředek k péči o pleť s extraktem z cukrové řepy

Objednávací čísla

- Euro-láhev 1 l, Obj. č.: 60030141
- Zaváděcí sada, 5 x 750 ml + dávkovací láhev, Obj. č.: 60030041
- Doplnovací sada 1, 6 x 750 ml, Obj. č.: 60030042
- Doplnovací sada 2, 1 x kanystr 5 l, Obj. č.: 60030043



NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ

- dlouhá páčka, 1000 ml objem na HD, HL, HW + 1 x euro-láhev HD, Obj. č.: 40200101
- krátká páčka, 500 ml objem na HD, HL, HW + 1 x euro-láhev HD, Obj. č.: 40200104



GREEN&CLEAN HC

Vyživující krém na ruce s vitamínem B a E

- A antibakteriálními vlastnostmi
- Obohacený o vitamín B a E
- Vyživuje pokožku a posiluje nehty
- Rychle se vstřebává, pokožka není mastná

Objednávací čísla

- 6 x 100 ml tuby, Obj. č.: 60030120
- Start, 1 x 100 ml tuba, Obj. č.: 60030122



VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

- Vypouštěcí kohout pro 5 l kanystr, Obj. č.: 40200017

Ochranný plášť, bariéra proti patogenním zárodkům, nemocniční prostředí jako zdroj infekce, dezinfekce rukou

Naše pokožka nás chrání jako spolehlivý plášť. Suchá, křehká a popraskaná pokožka neplní svoji ochrannou tělesnou funkci stoprocentně. Proto je nutno o tuto přírodní bariéru dobře pečovat. Nezbytně důležitou roli hraje v tomto ohledu reparační kosmetika!

Hygiena rukou je jedním z nejdůležitějších opatření prevence proti infekcím!

V práci se v podstatě neustále setkáváme s velkým množstvím choroboplodných zárodků. Celou řadou studií bylo prokázáno, že patogeny se do lidského organismu dostávají zejména skrze kůži rukou. Dezinfekce rukou je proto klíčem k prevenci proti šíření infekcí v nemocničním prostředí. Dodržováním zásad hygieny rukou je možno snížit míru "získaných" infekcí až o 40 %!

Správně provedená hygiena rukou pomáhá předcházet problémům s kůží! Proto platí: Dezinfikovat namísto mytí! (s výjimkou znečištěných rukou) Vlivem dezinfekčních prostředků by však nemělo docházet k vysušování, křehnutí a praskání pokožky. Rukavice si navlékejte vždy až po důkladném osušení rukou.

Vydezinfikujte si ruce - ale správně!

Tipy pro účinnou dezinfekci rukou:

- Dbejte na čisté, krátké, nenalakované nehty
- Nenoste žádné šperky
- Dostatečné množství dezinfekčního prostředku na ruce s obsahem alkoholu dobře vetřete do suchých rukou (nejméně 30 sekund udržujte vlhké; při chirurgické dezinfekci rukou 3 - 5 minut).

Hygienická dezinfekce rukou

- před přípravou pracoviště v léčebné části
- po údržbě pracoviště
- před obléknutím a po svléknutí rukavic
- před nechirurgickým ošetřením a po něm

Chirurgická dezinfekce rukou

- před rozsáhlými chirurgickými zákroky

Technika hygienické dezinfekce rukou



1. Dlaň na dlaň



2. Dlaň na dlaň se zkříženými roztaženými prsty



3. Dlaň na hřbet ruky s roztaženými prsty



4. Vnější strana prstů (zkříženě) na dlaní druhé ruky



5. Palec krouží a silně tře uzavřenou dlaň druhé ruky



6. Špičky prstů krouží a silně třou dlaň druhé ruky



GREEN&CLEAN SD

Alkoholová dezinfekce s rozprašovačem k dezinfekci povrchů lékařských zařízení (např. povrchy stomatologických jednotek odolné vůči alkoholu, jako otočné stoly, odkládací plochy)

- krátká doba působení
- Dezinfekční roztok k okamžitému použití
- Remanentní účinky brání okamžitému opakovanému osídlení vzduchem pohybujícím se choroboplodným zárodkům
- Bez obsahu formaldehydu
- nekapající rozstřikovací hlavice
- Uvedeno v seznamu registrovaných dezinfekčních prostředků DGHM/VAH a ÖGHMP
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- omezené virucidní účinky účinky (např. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex typu I): 30 sekund
- baktericidní/fungicidní účinky (C. albicans): 1 minuta
- proti tuberkulóze: 5 minut

Posudek

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
 Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
 Dr. med. J. Steinmann, Bremen
 Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich

Moderní kombinace účinných látek

Alkoholy, čtyřmocné sloučeniny amoniaku a glyoxalu

Objednací čísla

- Zaváděcí sada, 5 x 750 ml sáčky + 1 x 750 ml lahvička s rozstřikovačem, Obj. č.: 60030001
- Doplnovací sada 1, 6 x 750 ml sáčky, Obj. č.: 60030002
- Doplnovací sada 2, 1 x 5 l kanistr, Obj. č.: 60030003
- Doplnovací sada 3, 2 x 750 ml sáčky + 1 x 750 ml lahvičky s rozstřikovačem, Obj. č.: 60300001
- Vypouštěcí kohout pro 5 l kanistr, Obj. č.: 40200004



GREEN&CLEAN WD

Dezinfekční utěrky s obsahem alkoholu z netrhavé netkané textilie k dezinfekci malých ploch a povrchů lékařských přístrojů (např. vnější plochy rovných a zahnutých nástavců)

- krátká doba působení
- Remanentní účinky brání okamžitému opakovanému osídlení vzduchem pohybujícím se choroboplodným zárodkům
- S hygienickým bezpečnostním uzávěrem
- Bez obsahu formaldehydu
- Dezinfekční roztok uvedený v seznamu DGHM/VAH a ÖGHMP
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- omezené virucidní účinky účinky (např. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex typu I): 30 sekund
- baktericidní/fungicidní účinky (C. albicans): 1 minuta
- proti tuberkulóze: 5 minut

Posudek

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
 Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
 Dr. med. J. Steinmann, Bremen
 Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich

Moderní kombinace účinných látek

Alkoholy, čtyřmocné sloučeniny amoniaku a glyoxal

Objednací čísla

- Start, 1 x dávka se 120 utěrkami, Obj. č.: 60030018
- Zaváděcí sada, 1 x dávka se 120 utěrkami, 3 x 120 utěrek, Obj. č.: 60030011
- Doplnovací sada, 6 x 120 utěrek, Obj. č.: 60030012



GREEN&CLEAN MT

Extra velké dezinfekční utěrky (290 x 270 mm) z netrhavého fleecu. Dezinfekční roztok s obsahem alkoholu na čištění povrchu větších zdravotnických přístrojů a zařízení (např. parodontologické vybavení necitlivé na alkohol, pohyblivé stoly, úložné prostory)

- krátká doba působení
- Dezinfekční roztok k okamžitému použití
- Remanentní účinky brání okamžitému opakovanému osídlení vzduchem pohybujícím se choroboplodným zárodkům
- Bez obsahu formaldehydu
- Dezinfekční roztok uvedený v seznamu DGHM/VAH a ÖGHMP
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- omezené virucidní účinky účinky (např. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex typu I): 30 sekund
- baktericidní/fungicidní účinky (C. albicans): 1 minuta
- proti tuberkulóze: 5 minut

Posudek

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
 Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
 Dr. med. J. Steinmann, Bremen
 Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich

Moderní kombinace účinných látek

Alkoholy, čtyřmocné sloučeniny amoniaku a glyoxal

Objednací čísla

- Start, 1 x dávkovací nádoba se 70 utěrkami + 1 x 750 ml sáček SD, Obj. č.: 60030091
- Zaváděcí sada 1, 1 x dávkovací nádoba se 70 utěrkami + 5 x 70 utěrek + 6 x 750 ml sáček SD, Obj. č.: 60030093
- Zaváděcí sada 2, 1 x dávkovací nádoba se 70 utěrkami + 6 x 70 utěrek + 1 x 5 l kanistr SD, Obj. č.: 60030094
- MK/MT doplňovací sada 1, 2 x 70 utěrek, Obj.č.: 60030095
- MT doplňovací sada 2, 1 x zásobník se 70 utěrkami + 5 x 70 utěrek, Obj.č.: 60030092
- MK/MT doplňovací sada 3, 4 x 70 utěrek, Obj.č.: 60030097

Tipy a správné dávkování:



1. Vždy používejte studenou vodu!



2. Dodržujte doby působení! Respektujte dobu použitelnosti!



GREEN&CLEAN SK

Dezinfekční pěnový prostředek bez obsahu alkoholu na čištění povrchu zdravotnických přístrojů a zařízení (např. paradentologické vybavení choulostivé vůči alkoholu, madla, koženka / plastová víka)

- bez alkoholu
- krátká doba působení
- Dezinfekční roztok k okamžitému použití
- Remanentní účinky brání okamžitému opakovanému osídlení vzduchem pohybujícím se choroboplodným zárodkům
- Vhodné zvláště na plochy a povrchy lékařských přístrojů, citlivé na alkohol
- Bez obsahu aldehydů, fenolů a fosfátů
- Dezinfekční roztok uvedený v seznamu DGHM/VAH
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- HBV/HIV/HCV: 1 minuta
- baktericidní/fungicidní (C. albicans) účinky: 1 minuta

Posudek

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/
Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Moderní kombinace účinných látek

Čtyřmocné sloučeniny amoniaku

Objednací čísla

- Start, 1 x 750 ml lahvičky + 1 x pěnový rozstříkovač, Obj. č.: 60030110
- Zaváděcí sada, 6 x 750 ml lahvičky + 2 x pěnový rozstříkovač, Obj. č.: 60030111
- Doplnovací sada, 1 x 5 l kanystř, Obj. č.: 60030112



ODMÉRKA

- Odměrka RD N: Obj. č.: 40200016



GREEN&CLEAN MK

Extra velké dezinfekční utěrky (290 x 270 mm) z netrhavého fleecu. Dezinfekční nealkoholický roztok na čištění povrchu větších zdravotnických přístrojů a zařízení (např. paradentologické vybavení choulostivé vůči alkoholu, madla, koženka / plastová víka)

- bez alkoholu
- Dezinfekční roztok k okamžitému použití
- Vhodné zvláště na plochy a povrchy lékařských přístrojů, citlivých na alkohol
- Remanentní účinky brání okamžitému opakovanému osídlení vzduchem pohybujícím se choroboplodným zárodkům
- Bez obsahu aldehydů, fenolů a fosfátů
- Dezinfekční roztok uvedený v seznamu DGHM/VAH
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- HBV/HIV/HCV: 1 minuta
- baktericidní/fungicidní (C. albicans) účinky: 1 minuta

Posudek

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/
Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Moderní kombinace účinných látek

Čtyřmocné sloučeniny amoniaku

Objednací čísla

- Start, 1 x dávkovací nádoba se 70 utěrkami + 1 x 750 ml láhev SK, Obj. č.: 60030130
- Zaváděcí sada 1, 1 dávkovací nádoba se 70 utěrkami + 6 x 70 utěrek + 1 x GREEN&CLEAN SK 5 l kanystř, Obj. č.: 60030131
- MK/MT doplňovací sada 1, 2 x 70 utěrek, Obj. č.: 60030095
- MK doplňovací sada 2, 1 x zásobník se 70 utěrkami + 5 x 70 utěrek, Obj. č.: 60030134
- MK/MT doplňovací sada 3, 4 x 70 utěrek, Obj. č.: 60030097



GREEN&CLEAN RD N

Koncentrát k dezinfekci ploch a povrchů lékařských přístrojů citlivých na alkohol (např. povrchy stomatologických jednotek citlivé na alkohol)

- bez alkoholu
- Vynikající materiálová kompatibilita
- Vhodné na akrylátové sklo a plexisklo
- 5 l koncentrát znamená 2000 l použitelného roztoku při použití v 0.25 % ředění
- Bez obsahu aldehydů
- Uvedeno v seznamu registrovaných dezinfekčních prostředků DGHM/VAH a ÖGHMP
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- omezené virucidní účinky (např. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex typu I): 0.5% roztok: 30 minut, 1% roztok: 15 minut
- baktericidní/fungicidní (C. albicans) účinky: 0.25% roztok: 4 hodin, 0.5% roztok: 1 hodin, 1.0% roztok: 30 minut, 1.5% roztok: 15 minut
- proti tuberkulóze: 2% roztok: 1 hodina, 3% roztok: 30 minut, 4% roztok: 15 minut

Posudek

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/
Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Moderní kombinace účinných látek

Čtyřmocné sloučeniny amoniaku, alkylamin

Objednací čísla

- 4 x 500 ml láhev + odměrka, Obj. č.: 60030023
- 1 x 5 l kanystř, Obj. č.: 60030028
- Vypouštěcí kohout pro 5 l kanystř, Obj. č.: 40200004





GREEN&CLEAN M2

Duální, aktivní odpěňovací koncentrát k dezinfekci a dezodorizaci odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu

- duální systém (červená/zelená) brání před odporem
- Velmi dobré aktivní odpěnění
- Snadná manipulace díky tvarově pěknému dávkovači
- Vysoká ekologická nezávadnost
- Dobrá materiálová kompatibilita
- Enzymatický produkt s vynikajícími schopnostmi při rozpouštění bílkovin
- Ideální na veškeré odlučovače amalgámu a separátory voda-vzduch
- Uvedeno v seznamu registrovaných dezinfekčních prostředků DGHM/VAH
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- HBV/HIV/HCV: 1% roztok: 1 hodina
- baktericidní/fungicidní (C. albicans) účinky: 1% roztok: 15 minut
- proti tuberkulóze: 1% roztok: 1 hodina

Posudek

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main

Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Moderní kombinace účinných látek

Alkylamin, čtyřmocné sloučeniny amoniaku, enzym

Objednací čísla

- Zaváděcí sada, 2 x 500 ml + dávkovač, Obj.č.: 60010201"
- Doplnovací sada 1, 4 x 500 ml láhev, přibližně 334 aplikací, Obj.č.: 60010202"
- Doplnovací sada 2, 2 x 500 ml láhev, přibližně 167 aplikací, Obj.č.: 60010203
- GREEN&CLEAN M2 červená, 25 x 500 ml láhev, Obj.č.: 60010204
- GREEN&CLEAN M2 zelená, 25 x 500 ml láhev, Obj.č.: 60010205
- GREEN&CLEAN M2 dávkovač, Obj. č.: 40200001-BL
- Upgrade kit pro GREEN&CLEAN M2 dávkovač pro 3 sací hadice, Obj. č.: 40200002



GREEN&CLEAN H1

Dezinfekční přípravek / koncentrát pro automatický hygienický systém H1

- Aktivní odpěňovač
- Optimální čištění působením enzymů
- CE 0408

Moderní kombinace účinných látek

Čtyřmocné sloučeniny amoniaku, tenzidy, enzym

Objednací čísla

- Doplnovací sada, 4 x 500 ml sáčky, Obj. č.: 60010021



GREEN&CLEAN MB

Praktický čistič kartáčů na bázi kyseliny citrónové a enzymů k důkladnému čištění výlevky na vyplachování úst

- Uvolňuje vápenné a barevné usazeniny
- Vynikající schopnost rozpouštět bílkoviny díky obsahu enzymů
- Ideální na veškeré odlučovače amalgámu
- CE 0408

Moderní kombinace účinných látek

Čtyřmocné sloučeniny amoniaku, tenzidy, enzym

Objednací čísla

- Start, 1 x 180 ml dávkovací láhev se štětečkem, Obj. č.: 60020005
- Zaváděcí sada, 2 x 500 ml + 2 láhve + 2 kartáče, Obj. č.: 60020001
- Doplnovací souprava 1, 4 x 500 ml + 4 kartáče, Obj. č.: 60020002
- Doplnovací souprava 2, 4 x 500 ml, Obj. č.: 60020004
- 4 x náhradní kartáče, Obj. č.: 60020008
- Náhradní láhev s kartáčkem, Obj. č.: 60020009



GREEN&CLEAN IK

Dezinfekční sprej připravený k použití, s obsahem alkoholu, pro vedení vedoucí sprejovou a chladicí vodu ručních násadců a turbín

- krátká doba působení
- Zvýšená bezpečnost používání díky pevně namontovanému adaptéru
- Rozprašovací láhev stačí zhruba na 300 použití při délce rozprašování cca 2 sekundy
- Univerzální adaptér na všechny ruční a úhlové spojky a vlastní adaptéry pro nejběžnější výrobce turbín
- Nenahrazuje olejování doporučené výrobcem!
- Dezinfekční roztok uvedený v seznamu DGHM/VAH a ÖGHMP
- Uvolnění v závodě (W&H, Sirona)
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- omezené virucidní účinky (např. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex typu I): 15 sekund
- baktericidní/fungicidní (C. albicans) účinky: 2 minut
- proti tuberkulóze: 2 minut

Posudek

Prof. Dr. med. M. Rotter, Wien

Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Moderní kombinace účinných látek

Alkoholy, čtyřmocné sloučeniny amoniaku a pomocné látky

Objednací čísla

- Dezinfekční sprej s adaptérem pro turbíny, 2 x 200 ml:
 - Dezinfekční sprej s adaptérem pro rovné a úhlové násadce, Obj. č.: 60030182
 - Turbíny:
 - W&H, Obj. č.: 60030183
 - Bien Air, Obj. č.: 60030184
 - KaVo, Obj. č.: 60030185
 - Sirona, Obj. č.: 60030186
 - Castellini, Obj. č.: 60030187
 - NSK, Obj. č.: 60030188;
 - Dezinfekční sprej s adaptérem pro rovné a úhlové násadce, Sirona T1 Classic, Obj. č.: 60030189



1. Dávkování, 6 ml



2. Michání, 600 ml



3. Odsávání, 200 ml



4. Dezinfekce plivátka, 200 ml



GREEN&CLEAN AD

Vysoce účinný roztok připravený k okamžitému použití, vhodný k rychlé a trvalé dezinfekci ponořením všech protetikých výrobků a nošených zubních náhrad, zubních otisků ze silikonu, polyéteru a alginátu

- krátká doba působení
- Odborný posudek tvarové stability (Institut Fresenius)
- Použitelné na algináty, silikony, polyeter, hydrokoloidy a otiskovací lžice
- Bez vlivu na kvalitu povrchů a rozměrové chování formovacích materiálů
- Vynikající čisticí účinek
- Vysoká kompatibilita s materiály
- Bez obsahu formaldehydu a fenolů
- Doba trvanlivosti: 7 dní
- Uvedeno v seznamu registrovaných dezinfekčních prostředků DGHM/VAH
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- omezené virucidní účinky (např. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex typu I): 5 minut
- baktericidní/fungicidní (C. albicans) účinky: 5 minut
- proti tuberkulóze: 5 minut

Posudek

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main

Prof. Dr. med. E. Marth, Graz

Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Moderní kombinace účinných látek

Čtyřmocné sloučeniny amoniaku, alkylamin, tenzidy

Objednací čísla

- 1 x 5 l kanystř, obj. č.: 60030074



DEZINFEKČNÍ VANA

Dezinfekční vana malá

- Objem 1,25 litru, kryt a vložka na okapávání, Obj. č.: 40200015



GREEN&CLEAN WK

2% hotový roztok na bázi peroxidu vodíku na dekontaminaci pracovní vody a ochranu proti vytváření vápenných usazenin v hadičkách parodontologického vybavení

- Široké spektrum použití
- Ochrana proti biologickým povlakům
- Adaptace vyloučena
- prevence usazování vodního kamene
- Inhibitor vápníku: zabráňuje usazování vápníku
- Chrání ruce a zápěstí
- CE 0408

Účinná látka

peroxid vodíku

Objednací čísla

- WK: Doplnovací souprava 1, 4 x 750 ml láhev, Obj. č.: 60040100
- WK: Doplnovací souprava 2, 6 x 1000 ml láhev, Obj. č.: 60040101



WK testovací proužky

GREEN&CLEAN WK testovací proužky jsou používány k názorné kontrole funkčnosti a efektivnosti systému pro dekontaminaci vody.

- barevná škála na testovacích proužcích poukazuje na úroveň koncentrace dezinfekce GREEN&CLEAN WK v užitkové vodě
- WEK Light: předepsaná týdenní kontrola

Objednací čísla

GREEN&CLEAN WK testovací proužky:

- 5 ks/bal, obj. č.: 40050502
- 25 ks/bal, obj. č.: 40050503
- 50 ks/bal, obj. č.: 40050504



GREEN&CLEAN BR

4% roztok peroxidu vodíku na odstraňování biologických povlaků z vodovodních hadiček parodontologického vybavení

- Účinné odstranění biologického povlaku do 30 minut
- Jednoduché použití díky zabarvení roztoku
- Doporučeno jako doplněk do stávajícího parodontologického vybavení i jako součást plánované instalace soustavy na dekontaminaci vody
- CE 0408

Účinná látka

peroxid vodíku

Objednací čísla

- Láhev, 2 x 1000 ml, Obj. č.: 60040300





GREEN&CLEAN ID N

Vysoce účinný koncentrát k dezinfekci a čištění lékařských produktů

- Mimořádný čisticí účinek
- Použitelné na pružné a tuhé a také na tepelně labilní i stabilní nástroje
- 5 l koncentrát znamená 500 l použitelného roztoku při použití v 1% ředění
- Brání korozi - ochrana vašich nástrojů
- Vhodné k použití v ultrazvukové lázni
- Bez obsahu aldehydů a fenolů
- Doba trvanlivosti: 7 dní
- Doporučení výrobce endoskopů firmy Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen (Německo)
- Uvolněno v NTI-Kahla (Rotary Dental Instruments – rotační dentální nástroje)
- Uvedeno v seznamu registrovaných dezinfekčních prostředků DGHM/VAH
- CE 0408

Spektrum účinnosti/ doby působení

- omezené virucidní účinky (např. HBV/HCV/HIV, virus herpes simplex typu I): 1 % roztok: 15 minut
- baktericidní/fungicidní (C. albicans) účinky:
 - 0.25 % roztok: 30 minut,
 - 1 % roztok: 5 minut
- proti tuberkulóze:
 - 1% roztok: 1 hodina,
 - 2% roztok: 15 minut,
 - 7,5% roztok: 5 minut



GREEN&CLEAN ID N

Posudek

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main

Prof. Dr. med. E. Marth, Graz

Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Moderní kombinace účinných látek

Čtyřmocné sloučeniny amoniaku, alkylamin, inhibitory koroze

Objednací čísla

- 4 x 500 ml + odměrka, Obj. č.: 60030033
- 1 x 5 l kanystř, Obj. č.: 60030034
- GREEN&CLEAN ID N odměrka, Obj. č.: 40200003
- Vypouštěcí kohout pro 5 l kanystř, Obj. č.: 40200004



DEZINFEKČNÍ VANA

Objem 4 l, kryt a vložka na okapávání

- Obj. č.: 40200008



DEZINFEKČNÍ VANA

Objem 1,25 l, kryt a vložka na okapávání

- Obj. č.: 40200015



DEZINFEKČNÍ VANA

Nádoba na dezinfekci vrtáků

- Objem 200 ml, kryt a vložka na okapávání,
- Obj. č.: 40200013



- Dezinfekce
- Kompresory
- Sací soustavy
- Dekontaminace vody
- Odlučovače amalgámu
- Recyklace

METASYS ... makes the difference!

www.metasys.com - info@metasys.com

METASYS Medizintechnik GmbH
 Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
 Phone: +43 512 205420 - Fax: +43 512 205420 7

GERMANY
METASYS Medizintechnik GmbH
 Ahornstraße 19
 85614 Kirchseeon
 Phone: +49 2236 37 42 42

FRANCE
METASYS France S.a.r.l.
 9, bd E. Michelet
 69008 Lyon
 Phone: +33 4 37 90 22 15

ITALY
DENTAL ECO SERVICE ITALIA S.R.L.
 Florianistraße 3
 6063 Rum bei Innsbruck
 Phone: +39 045 981 4477

